

Contrôle de la qualité du sommeil (polygraphie)

Mesurez la qualité de votre sommeil (notamment en cas de suspicion d'apnée du sommeil).

Si l'utilisation du dispositif Velumount® permet d'éliminer vos ronflements, on peut conclure qu'il a aussi permis d'éliminer les pauses respiratoires lorsque vous dormez. Vous pouvez vous procurer un polygraphe par l'intermédiaire de votre médecin traitant ou de l'entreprise Velumount GmbH.

Pour réserver l'appareil auprès de Velumount GmbH, munissez-vous de votre numéro de client et rendez-vous dans la rubrique «Clients» du site Internet de l'entreprise ou appelez le +41 (0) 31 351 00 71. L'appareil commandé vous sera livré par voie postale ou vous pouvez venir le chercher.

Nos polygraphes mesurent les apnées éventuelles, les hypopnées (respiration minime), la désaturation en oxygène et la fréquence cardiaque, et permettent une analyse précise de la qualité de votre respiration pendant le sommeil.

Conservation

Tous les produits Velumount® doivent être conservés dans un endroit sec à l'abri de la lumière du soleil, à une température comprise entre -15 °C et +50 °C. Tenir hors de portée des enfants.

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyer le dispositif Velumount® à la main, sous l'eau courante.

Les produits Velumount® peuvent aussi être désinfectés dans l'eau bouillante. Si des impuretés sont visibles à l'intérieur du tube en silicone, le dispositif Velumount® doit être immédiatement remplacé.

En cas d'utilisation de l'anneau Velumount® Intro, il convient de veiller quotidiennement à l'absence de liquide à l'intérieur des cavités.

Points particulièrement importants

- Tout produit Velumount® qui a été endommagé par une morsure, dont le fil est cassé ou qui présente un quelconque autre défaut doit être immédiatement remplacé.
- Respectez la durée d'utilisation prescrite.
- Les branches de l'appareil Velumount® original ne doivent en aucun cas être raccourcies au niveau de la lèvre supérieure. Une longueur minimale de 1,5 cm est nécessaire pour que l'appareil tienne bien en place.

Velumount® original

Mode d'emploi des produits Velumount®

Velumount® original
Velumount® Intro

Utilisation

Réduction des ronflements et de l'apnée obstructive du sommeil.

Les produits Velumount® ne peuvent être utilisés qu'après une adaptation individuelle assurée par un formateur Velumount® certifié qui a suivi une formation. Une fois que sa forme a été adaptée à l'individu, le dispositif Velumount® ne peut plus être cédé à un autre utilisateur.

Velumount GmbH, Zeughausgasse 16, CH-3011 Berne

Email: info@velumount.ch

Tél.: +41 (0)31 850 00 71

Site Internet: www.velumount.ch

Pourquoi différents produits Velumount®?

Le choix des différents types de forme et des matériaux dépend de l'anatomie de chaque utilisateur.

Matériaux utilisés

Velumount® original (appareil)

Gaine: silicone réticulé au platine de classe USP IV

Remplissage: silicone

Fils: fils d'acier à ressort fortement allié

Velumount® Intro (anneau)

Gaine: silicone réticulé au platine de classe USP IV

Fermeture: silicone

Fils: fils d'acier à ressort fortement allié

Durée d'utilisation

Pendant leur utilisation, les produits Velumount® sont soumis à d'importants efforts de flexion qui entraînent la rupture du fils à long terme. Leur durée d'utilisation est donc limitée.

Velumount® original (appareil)

Durée d'utilisation maximale: 6 mois

Velumount® Intro (anneau)

Durée d'utilisation maximale: 6 mois

Garantie

Vous pouvez faire valoir un droit à garantie sur les produits Velumount® Intro et original pendant trois mois à partir de la date d'achat. En cas de rupture du fil ou de défaut de l'étanchéité de la gaine pendant cette période, le produit Velumount® vous sera remplacé gratuitement.

Limitations d'emploi

Enfants et adolescents

Les produits Velumount® ne doivent pas être utilisés chez l'enfant et l'adolescent de moins de 16 ans.

Maladies hépatiques

Lors de maladie grave du foie ou d'alcoolisme, des veines du tube digestif peuvent avoir tendance à saigner fortement (varices œsophagiennes). Les dispositifs Velumount® ne doivent pas être utilisés en présence de telles altérations du tube digestif.

Précautions

Epilepsie

Les personnes épileptiques ne peuvent utiliser les produits Velumount® qu'après consultation d'un médecin. D'une manière générale, il convient que les patients épileptiques qui souffrent de ronflements et/ou d'apnée du sommeil présumés soient traités de manière fiable. La réussite du traitement avec la méthode Velumount® doit être attestée par des mesures polygraphiques.

Anticoagulants

En cas de prise régulière de médicaments destinés à fluidifier le sang tels que des dérivés de la coumarine (Marcumar®, Sintrom®) ou des nouveaux anticoagulants (Xarelto®, par exemple), les dispositifs Velumount® ne peuvent être utilisés qu'avec un traitement bien contrôlé (temps de Quick) ou après consultation d'un médecin.

Contact

Vous avez une question, une remarque ou une suggestion? Nous serons heureux que vous nous contactiez. Vous pouvez nous joindre par e-mail à l'adresse info@velumount.ch ou par téléphone au numéro +41 (0)31 351 00 71.

Conservation de la forme

L'application des mesures énoncées ci-après pour préserver la forme du dispositif est la condition indispensable pour que le port du dispositif soit confortable. Ces mesures contribuent aussi à un fonctionnement toujours fiable du dispositif:

- Des mouvements rotatifs doivent être réalisés lors de la mise en place et du retrait de l'appareil Velumount® original conformément aux instructions données séparément (série d'images).
- Les dispositifs Velumount® ne doivent pas être comprimés pendant leur stockage et leur transport. C'est pourquoi ils doivent être conservés dans la boîte fournie ou dans un récipient offrant une stabilité comparable.

Si vous constatez malgré tout l'apparition de problèmes de forme ou de fonctionnement, veuillez convenir d'un rendez-vous de suivi.

Informations générales

L'apparition de douleurs lors de la première utilisation signifie que l'adaptation est encore insuffisante. Le patient ne doit éprouver aucune difficulté à déglutir ou à parler au cours de la première nuit. De plus, le dispositif ne doit pas compliquer la respiration par le nez lorsque la bouche est fermée. En cas d'apparition des symptômes susmentionnés ou de réapparition des ronflements et/ou de difficultés respiratoires, veuillez nous contacter aussi rapidement que possible.

Suivi

Les trois premiers rendez-vous de suivi qui suivent la première adaptation sont inclus. Un rendez-vous de suivi peut permettre d'apporter de nouvelles améliorations essentielles au dispositif.